# 接口概述

# API 调用说明

本文档中,所有调用智能床服务端接口的请求基于 http 协议,需要携带 header 和 body 进行数据请求和验证,并且所有接口都需要按此规则校验。

# API checksum 校验

#### 以下参数需要放在 Http Request Header 中

| 参数       | 参数说明  |
|----------|---|
| AppKey   | 平台分配的 appkey  |
| Nonce    | 随机数 (最大长度 128 个字符,最小长度为 4 个字符)  |
| CurTime  | 当前 UTC 时间戳,从 1970 年 1 月 1 日 0 点 0 分 0 秒开始到现在的秒数 (String)  |
| CheckSum | SHA1(AppSecret + Nonce + CurTime),三个参数拼接的字符串,进行 SHA1 哈希计算,转化成 16 进制字符(String,小写) AppSecret 为平台分配的 appSecret |

CheckSum 有效期:出于安全性考虑,每个 checkSum 用完即失效,每次请求都必须生成新的 checkSum,同时请确认发起请求的服务器是与标准时间同步的,比如有 NTP 服务。CheckSum 检验失败时会返回 414 错误码,具体参看 code 状态表。

重要提示:本文档中提供的所有接口均面向开发者服务器端调用,用于计算 CheckSum 的 AppSecret 开发者应妥善保管,可在应用的服务器端存储和使用。

计算 CheckSum 的 java 代码举例如下:

import java.security.MessageDigest;

public class CheckSumBuilder {

```
// 计算并获取 CheckSum
   public static String getCheckSum(String appSecret, St
ring nonce, String curTime) {
      return encode("sha1", appSecret + nonce + curTim
e);
   // 计算并获取 md5 值
   public static String getMD5(String requestBody) {
      return encode("md5", requestBody);
   private static String encode (String algorithm, String
value) {
      if (value == null) {
          return null;
```

```
try {
         MessageDigest messageDigest
                = MessageDigest.getInstance(algorithm);
         messageDigest.update(value.getBytes());
         return getFormattedText(messageDigest.digest
());
      } catch (Exception e) {
          throw new RuntimeException(e);
   private static String getFormattedText(byte[] bytes)
      int len = bytes.length;
      StringBuilder buf = new StringBuilder(len * 2);
```

```
for (int j = 0; j < len; j++) {
          buf.append(HEX DIGITS[(bytes[j] >> 4) & 0x0
f]);
          buf.append(HEX DIGITS[bytes[j] & 0x0f]);
      return buf.toString();
   private static final char[] HEX_DIGITS = { '0', '1',
121, 131, 141, 151,
          '6', '7', '8', '9', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f
! } ;
```

# 接口重要声明

1. 所有接口都只支持 POST 请求;

- 2. 所有接口请求 Content-Type 类型为: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8;
- 3. 所有接口返回类型为 JSON,同时进行 UTF-8 编码
- 4. 所有接口请求参数放入 body 中,同时进行 UTF-8 编码

# 接口列表

## 设置回调通知 url 地址

#### 请求说明

POST http://{智能床接口域名:端口}/api/znc/setnoticeurl

HTTP/1.1

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded; charse

t=utf-8

请求中 Headers 的设置请参考接口概述

## 接口描述

智能床平台回调通知分为以下几种:

实时设备监测数据、实时报警数据、设备心跳数据、其他类型数据

当设置回调 url 后,智能床平台会将通知数据 post 到设置的 url 地址中(请确保该地址支持接收 utf8 编码的 json 数据),具体回调数据格式请参见 回调数据一览

#### 参数说明

| 参数          | 类型     | 必须 | 说明                        |
|-------------|--------|----|---------------------------|
| callbackurl | String | 是  | 需采用 base64 将回调完整 url 进行编码 |

#### curl 请求示例

```
curl -X POST -H "AppKey: go9dnk49bkd9jd9vmel1kglw0803mgq3"

-H "Nonce: 4tgggergigwow323t23t" -H "CurTime: 1443592222"

-H "CheckSum: 9e9db3b6c9abb2e1962cf3e6f7316fcc55583f86" -H

"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d

'callbackurl=

aHR0cCUzQS8vd3d3LnVzbGVlcGNhcmUuY29tL2FwaS96bmMvc2V0bm90

aWNldXJs' 'http://{智能床接口域名:端
```

# 返回说明

http 响应:json

```
"Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
```

```
"code":200
```

200、404、414、500

具体请参考 code 状态表

# 登录 (可选)

# 请求说明

POST http://{智能床接口域名:端口}/api/znc/login HTTP/1.

1

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded; charse

t=utf-8

请求中 Headers 的设置请参考接口概述

# 接口描述

可选接口, 用于验证和记录请求方的连接信息

#### 参数说明

| 参数         | 类型     | 必须 | 说明  |
|------------|--------|----|---|
| version    | String | 是  | 版本号   |
| clienttype | int    | 是  | 客户端类型 1: c# sdk,2:java sdk,3:ios sdk,4: android sdk,5:js sdk,6:其他 |

#### curl 请求示例

```
curl -X POST -H "AppKey: go9dnk49bkd9jd9vmel1kglw0803mgq3"

-H "Nonce: 4tgggergigwow323t23t" -H "CurTime: 1443592222"

-H "CheckSum: 9e9db3b6c9abb2e1962cf3e6f7316fcc55583f86" -H

"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d '

version=1.0&clienttype=1' 'http://{智能床接口域名:端
```

# 返回说明

http 响应:json

```
"Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
```

"code":200

}

#### 主要的返回码

200、404、414、500

具体请参考 code 状态表

# 退出(可选)

# 请求说明

POST http://{智能床接口域名:端口}/api/znc/loginout HTTP

/1.1

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;charse

t=utf-8

请求中 Headers 的设置请参考接口概述

# 接口描述

可选接口,用于验证和记录请求方的退出信息

#### 参数说明

无

```
curl -X POST -H "AppKey: go9dnk49bkd9jd9vmel1kglw0803mgq3"
 -H "Nonce: 4tgggergigwow323t23t" -H "CurTime: 1443592222"
 -H "CheckSum: 9e9db3b6c9abb2e1962cf3e6f7316fcc55583f86" -H
 "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d '
 version=1.0&clienttype=1' 'http://{智能床接口域名:端
 □}/api/znc/loginout'
返回说明
http 响应:json
  "Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
    "code":200
```

200、404、414、500

具体请参考 code 状态表

# 获取指定病区指定床号对应的设备 ID

# 请求说明

POST http://{智能床接口域名:端口}/api/znc/getequipmenti

d HTTP/1.1

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded; charse

t=utf-8

请求中 Headers 的设置请参考接口概述

# 接口描述

获取指定病区指定床位的对应的设备 ID,通常用于外部系统展示某个床位上绑定的设备 ID 或用于过滤推送的设备数据匹配到指定的床位上

| 参数     | 类型     | 必须 | 说明  |
|--------|--------|----|-----|
| partno | String | 是  | 病区号 |
| bedno  | String | 是  | 床位号 |

```
curl -X POST -H "AppKey: go9dnk49bkd9jd9vmel1kglw0803mgq3"
 -Н "Nonce: 4tgggergigwow323t23t" -Н "CurTime: 1443592222"
 -H "CheckSum: 9e9db3b6c9abb2e1962cf3e6f7316fcc55583f86" -H
 "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d '
 partno=0001&bedno=1' 'http://{智能床接口域名:端口}/api/znc/
 getequipmentid'
返回说明
http 响应:json
  "Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
    "code":200,
    "equipmentid":"030500000011"
```

200、404、414、500

具体请参考 code 状态表

# 获取指定病区指定床号/设备 ID 对应的历史体征(按天)

# 请求说明

POST http://{智能床接口域名:端口}/api/znc/getdaysignhis

tory HTTP/1.1

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded; charse

t=utf-8

请求中 Headers 的设置请参考接口概述

## 接口描述

获取指定病区指定床位/设备 ID 的对应的历史体征分析数据

| 参数          | 类型     | 必须 | 说明                          |
|-------------|--------|----|-----------------------------|
| partno      | String | 是  | 病区号                         |
| bedno       | String | 是  | 床位号                         |
| equipmentid | String | 否  | 可选参数,一旦赋值了 优先去找这个设备 id 对应的记 |

| 参数        | 类型     | 必须 | 说明                          |
|-----------|--------|----|-----------------------------|
|           |        |    | 录                           |
| begindate | String | 是  | 格式 yyyy-MM-dd,例如 2017-05-05 |
| enddate   | String | 是  | 格式 yyyy-MM-dd,例如 2017-05-07 |

```
curl -X POST -H "AppKey: go9dnk49bkd9jd9vmel1kglw0803mgq3"

-H "Nonce: 4tgggergigwow323t23t" -H "CurTime: 1443592222"

-H "CheckSum: 9e9db3b6c9abb2e1962cf3e6f7316fcc55583f86" -H

"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d '

partno=0001&bedno=1&begindate=2017-05-05&enddate=2017-05

-07' 'http://{智能床接口域名:端口}/api/znc/
```

#### 返回说明

http 响应:json

```
"Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
```

```
"code":200,
   "signinfos":
     [
      {"partno":"病区号","bedno":"床位号","username":"病人
  姓名","avghr":"平均心率","avgrr":"平均呼吸","avgmv":"平均体
  动","turntimes":"翻身总次数","date":"2017-05-07"},
      {"partno":"病区号","bedno":"床位号","username":"病人
  姓名","avghr":"平均心率","avgrr":"平均呼吸","avgmv":"平均体
  动","turntimes":"翻身总次数","date":"2017-05-07"}
主要的返回码
200、404、414、500
```

具体请参考 code 状态表

# 获取指定病区指定床号/设备 ID 对应的历史体征(按小时)

# 请求说明

POST http://{智能床接口域名:端口}/api/znc/gethoursignhi

story HTTP/1.1

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;charse

t=utf-8

请求中 Headers 的设置请参考接口概述

# 接口描述

获取指定病区指定床位/设备 ID 的对应的历史体征分析数据

| 参数          | 类型     | 必须 | 说明  |
|-------------|--------|----|---|
| partno      | String | 是  | 病区号   |
| bedno       | String | 是  | 床位号   |
| equipmentid | String | 否  | 可选参数,一旦赋值了 优先去找这个设备 id 对应的记录                        |
| beginhour   | String | 是  | 格 式 yyyy-MM-dd-HH-00-00, 例 如<br>2017-05-05-20-00-00 |
| endhour     | String | 是  | 格 式 yyyy-MM-dd-HH-00-00, 例 如<br>2017-05-05-22-00-00 |

```
curl -X POST -H "AppKey: go9dnk49bkd9jd9vmel1kglw0803mgq3"
 -Н "Nonce: 4tgggergigwow323t23t" -Н "CurTime: 1443592222"
 -H "CheckSum: 9e9db3b6c9abb2e1962cf3e6f7316fcc55583f86" -H
 "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d '
 partno=0001&bedno=1&beginhour=2017-05-05-20-00-00&endhou
 r=2017-05-05-22-00-00' 'http://{智能床接口域名:端
 □}/api/znc/gethoursignhistory'
返回说明
http 响应:json
  "Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
    "code":200,
    "signinfos":
```

```
{"partno":"病区号","bedno":"床位号","username":"病人
  姓名","avghr":"平均心率","avgrr":"平均呼吸","avgmv":"平均体
  动","turntimes":"翻身总次数","hour":"2017-05-05 20:00:00
  " } ,
      {"partno":"病区号","bedno":"床位号","username":"病人
  姓名","avghr":"平均心率","avgrr":"平均呼吸","avgmv":"平均体
  动","turntimes":"翻身总次数","hour":"2017-05-05 21:00:00
  " }
主要的返回码
```

200、404、414、500

具体请参考 code 状态表

# 获取指定病区指定床号/设备 ID 对应的历史在离床

# 请求说明

POST http://{智能床接口域名:端口}/api/znc/getbedhistory

HTTP/1.1

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;charse

t=utf-8

请求中 Headers 的设置请参考接口概述

# 接口描述

获取指定病区指定床位/设备 ID 的对应的历史在离床数据

| 参数          | 类型     | 必须 | 说明  |
|-------------|--------|----|---|
| partno      | String | 是  | 病区号   |
| bedno       | String | 是  | 床位号   |
| equipmentid | String | 否  | 可选参数,一旦赋值了 优先去找这个设备 id 对应的记录                        |
| begintime   | String | 是  | 格 式 yyyy-MM-dd-HH-mm-ss, 例 如<br>2017-05-05-20-00-00 |
| endtime     | String | 是  | 格 式 yyyy-MM-dd-HH-mm-ss, 例 如<br>2017-05-05-22-00-00 |

```
curl -X POST -H "AppKey: go9dnk49bkd9jd9vmel1kglw0803mgq3"
 -Н "Nonce: 4tgggergigwow323t23t" -Н "CurTime: 1443592222"
 -H "CheckSum: 9e9db3b6c9abb2e1962cf3e6f7316fcc55583f86" -H
 "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d '
 partno=0001&bedno=1&begintime=2017-05-05-20-00-00&endtim
 e=2017-05-05-22-00-00' 'http://{智能床接口域名:端
 □}/api/znc/getbedhistory'
返回说明
http 响应:json
  "Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
    "code":200,
    "bedinfos":
```

```
{"partno":"病区号","bedno":"床位号","username":"病人
  姓名","status":1//在离床状态 1:在床 2:离床,"timespan":"2017
 -05-05 20:00:00 至 2017-05-05 21:00:00"},
      {"partno":"病区号","bedno":"床位号","username":"病人
 姓名","status":2//在离床状态 1:在床 2:离床,"timespan":"2017
 -05-05 21:00:00 至 2017-05-05 22:00:00"}
主要的返回码
200、404、414、500
具体请参考 code 状态表
获取指定病区指定床号/设备 ID 对应的报警历史
请求说明
```

POST http://{智能床接口域名:端口}/api/znc/getalarmhisto

ry HTTP/1.1

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded; charse

t=utf-8

请求中 Headers 的设置请参考接口概述

# 接口描述

获取指定病区指定床位/设备 ID 的对应的历史报警数据

| 参数          | 类型     | 必须 | 说明  |
|-------------|--------|----|---|
| partno      | String | 是  | 病区号   |
| bedno       | String | 是  | 床位号   |
| equipmentid | String | 否  | 可选参数,一旦赋值了 优先去找这个设备 id 对应的记录                        |
| type        | int    | 是  | 0:全部 1: 在离床报警 2: 心率报警 3: 呼吸报警 4: 体动异常报警 5: 翻身提醒     |
| handleflag  | int    | 否  | 0: 未处理 1: 已处理                                       |
| begintime   | String | 是  | 格 式 yyyy-MM-dd-HH-mm-ss, 例 如<br>2017-05-05-20-00-00 |
| endtime     | String | 是  | 格 式 yyyy-MM-dd-HH-mm-ss, 例 如<br>2017-05-05-22-00-00 |

```
curl -X POST -H "AppKey: go9dnk49bkd9jd9vmel1kglw0803mgq3"
 -Н "Nonce: 4tgggergigwow323t23t" -Н "CurTime: 1443592222"
 -H "CheckSum: 9e9db3b6c9abb2e1962cf3e6f7316fcc55583f86" -H
 "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d '
 partno=0001&bedno=1&type=0&begintime=2017-05-05-20-00-00
 &endtime=2017-05-05-22-00-00' 'http://{智能床接口域名:端
 □}/api/znc/getalarmhistory'
返回说明
http 响应:json
  "Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
    "code":200,
    "alarminfos":
```

```
{"partno":"病区号","bedno":"床位号","username":"病人
姓名","type":1//报警类型,"handleflag":1//处理标志,"alarmtim
e":"2017-05-05 21:00:00","alarmContent":"病人已经离床超过 3
0分钟,请及时关注!"},
   {"partno":"病区号","bedno":"床位号","username":"病人姓
名","type":2//报警类型,"handleflag":1//处理标志,"alarmtime
":"2017-05-05 20:30:00","alarmContent":"病人心率持续超过 12
0次/分已经三分钟,请及时关注!"}
```

200、404、414、500

具体请参考 code 状态表

# 获取指定病区指定床号/设备 ID 对应的历史睡眠

# 请求说明

POST http://{智能床接口域名:端口}/api/znc/getsleephisto

ry HTTP/1.1

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;charse

t=utf-8

请求中 Headers 的设置请参考接口概述

# 接口描述

获取指定病区指定床位/设备 ID 的对应的历史睡眠数据

| 参数          | 类型     | 必须 | 说明                           |
|-------------|--------|----|------------------------------|
| partno      | String | 是  | 病区号                          |
| bedno       | String | 是  | 床位号                          |
| equipmentid | String | 否  | 可选参数,一旦赋值了 优先去找这个设备 id 对应的记录 |
| date        | String | 是  | 睡眠查询日期,格式 yyyy-MM-dd         |

```
curl -X POST -H "AppKey: go9dnk49bkd9jd9vmel1kglw0803mgq3"
 -H "Nonce: 4tgggergigwow323t23t" -H "CurTime: 1443592222"
 -H "CheckSum: 9e9db3b6c9abb2e1962cf3e6f7316fcc55583f86" -H
 "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d '
 partno=0001&bedno=1&date=2017-05-05' 'http://{智能床接口域
 名:端口}/api/znc/getsleephistory'
返回说明
http 响应:json
  "Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
    "code":200,
    "equipmentid":"0305000000011"//设备id,
    "partno":"0001"//病区编号,
    "bedno":"01"//床位号,
```

```
"signinfo":{
   "maxhr":"90"//最大心率,
   "minhr":"70"//最小心率,
   "avghr":"78"//平均心率,
   "maxrr":"30"//最大呼吸,
   "minrr":"20"//最小呼吸,
   "avgrr":"26"//平均呼吸
 } / / 体征信息,
 "sleeptimespan":"2017-05-05 21:00:20至2017-05-06 06:20:
00"//睡眠时间段,
 "onbedtimespan":"2017-05-05 21:00:00至2017-05-06 06:20:
00"//卧床时间段(开始上床睡觉-早上起床),
 "onbedbegintime":"21: 00"//开始上床时间,
 "sleephideminutes":20//睡眠潜伏期,单位分钟数,
```

```
"sleepminutes":"5小时40分钟"//睡眠总时长,单位分钟数,
 "onbedminutes":"6小时"//在床总时长,单位分钟数,
 "deepminutes":120//深睡时长,单位分钟数,
 "lightminutes":220//浅睡时长,单位分钟数,
 "wakeminutes":100//清醒时长,单位分钟数,
 "truntimes":30//翻身总次数,
 "leavebedtimes":1//离床总次数,
 "leavebedinfos":[
   {"timespan":"2017-05-05 23:45:00 至 2017-05-05 23:55:
00", "minutes":10}
 ] //离床时间段,
 "deepsleepinfos":[
   {"timespan":"2017-05-05 21:55:00 至 2017-05-05 22:55:
00", "minutes": 60},
```

```
{"timespan":"2017-05-06 01:55:00 至 2017-05-06 02:55:
00", "minutes":60}
 ] / /深睡时间段,
 "lightsleepinfos":[
    {"timespan":"2017-05-05 22:55:00 至 2017-05-05 23:55:
00", "minutes": 60},
    {"timespan":"2017-05-06 00:55:00 至 2017-05-06 01:55:
00", "minutes": 60},
    {"timespan":"2017-05-06 03:55:00 至 2017-05-06 05:35:
00", "minutes":100}
 1//浅睡时间段,
 "wakesleepinfos":[
    {"timespan":"2017-05-05 01:00:00 至 2017-05-05 01:50:
00", "minutes":50},
```

```
{"timespan":"2017-05-06 03:00:00 至 2017-05-06 01:50:

00","minutes":50}
```

}

#### 主要的返回码

200、404、414、500

具体请参考 code 状态表

# 获取指定病区下未处理的报警信息

## 请求说明

```
POST http://{智能床接口域名:端口}/api/znc/getunhandleal
arms HTTP/1.1

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;charse
t=utf-8
```

请求中 Headers 的设置请参考接口概述

## 接口描述

获取指定病区指定床位/设备 ID 的对应的历史未处理报警数据

#### 参数说明

| 参数     | 类型     | 必须 | 说明  |
|--------|--------|----|-----|
| partno | String | 是  | 病区号 |

#### curl 请求示例

```
curl -X POST -H "AppKey: go9dnk49bkd9jd9vmel1kglw0803mgq3"

-H "Nonce: 4tgggergigwow323t23t" -H "CurTime: 1443592222"

-H "CheckSum: 9e9db3b6c9abb2e1962cf3e6f7316fcc55583f86" -H

"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d '

partno=0001' 'http://{智能床接口域名:端

□}/api/znc/getunhandlealarms'
```

## 返回说明

http 响应:json

```
"Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
```

```
"code":200,
 "alarminfos":
   [
    {"partno":"病区号","bedno":"床位号","username":"病人
姓名","type":1//报警类型,"alarmtime":"2017-05-05 21:00:00
","alarmContent":"病人已经离床超过 30 分钟,请及时关注!"},
   {"partno":"病区号","bedno":"床位号","username":"病人姓
名","type":2//报警类型,"alarmtime":"2017-05-05 20:30:00",
"alarmContent": "病人心率持续超过120次/分已经三分钟,请及时关注!
" }
```

200、404、414、500

# 获取设备 ID 对应的病区床位信息

## 请求说明

POST http://{智能床接口域名:端口}/api/znc/getbedinfo HT

TP/1.1

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded; charse

t=utf-8

请求中 Headers 的设置请参考接口概述

## 接口描述

获取指定设备 ID 对应的病区床位信息

### 参数说明

| 参数          | 类型     | 必须 | 说明    |
|-------------|--------|----|-------|
| equipmentid | String | 是  | 设备 id |

#### curl 请求示例

curl -X POST -H "AppKey: go9dnk49bkd9jd9vmel1kglw0803mgq3"

-Н "Nonce: 4tgggergigwow323t23t" -Н "CurTime: 1443592222"

```
-H "CheckSum: 9e9db3b6c9abb2e1962cf3e6f7316fcc55583f86" -H
 "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d '
 equipmentid=030500000011' 'http://{智能床接口域名:端
 □}/api/znc/getbedinfo'
返回说明
http 响应:json
  "Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
    "code":200,
    "equipmentid":"0305000000011"//设备id,
   "partno":"0001"//病区编号,
    "bedno":"01"//床位号
```

200、404、414、500

具体请参考 code 状态表

# 获取医院下所有病区列表

## 请求说明

POST http://{智能床接口域名:端口}/api/znc/gethospitalpa

rts HTTP/1.1

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;charse

t=utf-8

请求中 Headers 的设置请参考接口概述

# 接口描述

获取指定设备 ID 对应的病区床位信息

| 参数           | 类型     | 必须 | 说明               |
|--------------|--------|----|------------------|
| hospitalcode | String | 是  | 医院编码(一般有智能床预先提供) |

```
curl -X POST -H "AppKey: go9dnk49bkd9jd9vmel1kglw0803mgq3"
 -H "Nonce: 4tgggergigwow323t23t" -H "CurTime: 1443592222"
 -H "CheckSum: 9e9db3b6c9abb2e1962cf3e6f7316fcc55583f86" -H
 "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d '
 hospitalcode=0001' 'http://{智能床接口域名:端
 □}/api/znc/gethospitalparts'
返回说明
http 响应:json
  "Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
    "code":200,
    "hospitalcode":"0001"//医院编码,
    "hospitalname":"测试医院"//医院名称,
    "partinfos":
```

```
{"partno":"病区号","partname":"病区名称"},
   {"partno":"病区号","partname":"病区名称"},
......//多个病区集合信息
```

## 主要的返回码

200、404、414、500

具体请参考 code 状态表

# 获取指定病区下的所有床位信息

## 请求说明

POST http://{智能床接口域名:端口}/api/znc/getbedinfosof

part HTTP/1.1

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded; charse

t=utf-8

请求中 Headers 的设置请参考接口概述

## 接口描述

获取指定设备 ID 对应的病区床位信息

#### 参数说明

| 参数     | 类型     | 必须 | 说明  |
|--------|--------|----|-----|
| partno | String | 是  | 病区号 |

#### curl 请求示例

```
curl -X POST -H "AppKey: go9dnk49bkd9jd9vmel1kglw0803mgq3"
```

```
-H "Nonce: 4tgggergigwow323t23t" -H "CurTime: 1443592222"
```

```
-H "CheckSum: 9e9db3b6c9abb2e1962cf3e6f7316fcc55583f86" -H
```

```
"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d '
```

```
partno=0001' 'http://{智能床接口域名:端
```

```
□}/api/znc/getbedinfosofpart'
```

### 返回说明

"设备 ID"},

http 响应:json "Content-Type": "application/json; charset=utf-8" "code":200, "partno":"0001"//病区号, "partname":"病区名称"//病区名称, "roominfos": [ { "roomno":"1"//房间号, "bedinfos": {"bedno":"床位号","username":"病人姓名","usersex":"病 人性别"//性别: 男/女/未知,"casecode":"病历号","equipmentid": {"bedno":"床位号","username":"病人姓名","usersex":"病

人性别"//性别: 男/女/未知,"casecode":"病历号","equipmentid":

"设备 ID"},

......//多个床位集合信息

]

} ,

//...多个房间信息集合

]

}

## 主要的返回码

200、404、414、500

具体请参考 code 状态表

# 获取指定病区下指定床位信息

## 请求说明

POST http://{智能床接口域名:端口}/api/znc/getspecialbed

info HTTP/1.1

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded;charse

t=utf-8

请求中 Headers 的设置请参考接口概述

## 接口描述

获取指定设备 ID 对应的病区床位信息

### 参数说明

| 参数     | 类型     | 必须 | 说明  |
|--------|--------|----|-----|
| partno | String | 是  | 病区号 |
| bedno  | String | 是  | 床位号 |

### curl 请求示例

curl -X POST -H "AppKey: go9dnk49bkd9jd9vmel1kglw0803mgq3"

-H "Nonce: 4tgggergigwow323t23t" -H "CurTime: 1443592222"

```
-H "CheckSum: 9e9db3b6c9abb2e1962cf3e6f7316fcc55583f86" -H
 "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d '
 partno=0001&bedno=01' 'http://{智能床接口域名:端
 □}/api/znc/getspecialbedinfo'
返回说明
http 响应:json
  "Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
    "code":200,
    "partno":"0001"//病区号,
    "partname":"病区名称"//病区名称,
    "roomno":"1"//所属房间号,
    "bedno":"01"//床位号,
    "equipmentid":"030100000011"//绑定设备id,
    "patientinfo":{
```

"usercode":"00001"//用户唯一编码,

"username":"张三"//病人姓名,

"usersex":"男"//性别: 男/女/未知,

"casecode":"his0001"//病区号,

"address":"地址"//地址,

"tel":"电话号码"//电话号码

}//床位用户信息,

}

## 主要的返回码

200、404、414、500

具体请参考 code 状态表

# 回调数据一览

## 实时设备监测数据

```
"Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
"datatype":1//回调数据类型,1: 实时监测数据 2: 设备心跳数据 3:
报警数据,
 "equipmentid":"0305000000011"//设备id,
 "partno":"0001"//病区编号,
 "bedno":"01"//床位号,
 "bedstatus":1//在离床状态 1: 在床 2: 离床,
 "lastedBedTime":"2017-05-06 20:00:00"//最近一次在离床时间
根据在离床状态,如果当前是在床 则为最近一次上床时间 如果当前是离床
则为最近一次离床时间,
 "hr":78//心率,
```

"rr":28//呼吸,
"mv":2999//体动,
"bodystatus":1//体姿状态 1: 平躺 2: 侧躺 3: 坐立,
"reporttimestamp":1443592222//监测数据时间,当前 UTC 时间戳,

从 1970 年 1 月 1 日 0 点 0 分 0 秒开始到现在的秒数 (String)

}

# 实时设备心跳数据

"Content-Type": "application/json; charset=utf-8"

{

"datatype":2//回调数据类型,1: 实时监测数据 2: 设备心跳数据 3:

报警数据,

"equipmentid":"0305000000011"//设备id,

"partno":"0001"//病区编号,

"bedno":"01"//床位号, "status":1//设备状态 1: 正常运行 2: 设备异常 3: 设备断电, "reporttimestamp":1443592222//监测数据时间,当前 UTC 时间戳, 从 1970 年 1 月 1 日 0 点 0 分 0 秒开始到现在的秒数 (String) 实时报警数据 "Content-Type": "application/json; charset=utf-8" { "datatype":3//回调数据类型,1: 实时监测数据2: 设备心跳数据3: 报警数据, "equipmentid":"0305000000011"//设备id,

"partno":"0001"//病区编号,

"bedno":"01"//床位号,

"alarmtype":1//报警类型 1: 在离床报警 2: 心率报警 3: 呼吸报警

4: 体动异常报警 5: 翻身提醒,

"alarmcontent":"已经离床超过 30 分钟,请及时关注病人情况"//报

### 警内容,

"alarmTime": "2017-05-05 17:30:30"//报警产生时间,

"reporttimestamp":1443592222//数据推送时间,当前 UTC 时间戳,

从 1970 年 1 月 1 日 0 点 0 分 0 秒开始到现在的秒数 (String)

}

# code 状态表

| code | 详细描述            |
|------|-----------------|
| 200  | 操作成功            |
| 201  | 客户端版本不对,需升级 sdk |
| 301  | 接入账户被封禁         |
| 302  | 接入用户名或密码错误      |
| 303  | API 接口访问受限      |
| 315  | IP 限制           |
| 404  | 查询结果为空          |

| code | 详细描述      |
|------|-----------|
| 405  | 参数长度过长    |
| 408  | 客户端请求超时   |
| 413  | 客户端认证参数有误 |
| 414  | 请求参数无效    |
| 415  | 客户端网络问题   |
| 431  | HTTP 重复请求 |
| 500  | 服务器内部错误   |
| 503  | 服务器繁忙     |
| 998  | 解包错误      |
| 999  | 打包错误      |